



■■■ **Qualigen FastPack® System. Quantitativer Immunoassay.**
Eine echte Perle für Ihr POC-Labor.

Erweiterte Kompetenz und erhöhte Wirtschaftlichkeit
für Ihr POC-Labor.



- **Schnell:** PSA, fPSA, TESTO, FT4, TSH, hCG in max. 15 Minuten
- **Hochsensitiv:** Chemilumineszenz-Immunoassay liefert Ergebnisse in Laborqualität
- **Vollautomatisch:** Analyse wird auf Knopfdruck gestartet und abgearbeitet
- **Bedienerfreundlich:** FastPack®-Beutel enthält alle Reagenzien
- **Patientenorientiert:** Ergebnisse während der Konsultation

Axonlab

connecting ideas

■ ■ ■ Qualigen FastPack® System. Quantitativer Immunoassay. Eine echte Perle für Ihr POC-Labor.

Das Qualigen FastPack® System ist ein hochsensitiver Chemilumineszenz-Immunoassay, der Ihnen die erforderlichen Analysen noch während der Konsultation liefert. So können Sie Ihren Patientinnen und Patienten das Ergebnis umgehend mitteilen und Entscheidungen für eine weitergehende Behandlung sofort treffen. Qualigen FastPack® – das ideale Analysegerät für Ihr POC-Labor!

Technische Daten	
Probenverarbeitung	Vollautomatisch
Probenmaterial	Serum und/oder Plasma
Probenvolumen	100 µl pro Analyse
Messprinzip	Chemilumineszenz-Immunoassay
Qualitätskontrolle	Mittels Kontrollkit
Kalibration	Mittels Kalibrationskit
Analysendurchsatz	Bis 4 Analysen/Std.
Abmessung / Gewicht	Analyzer: 33 x 23 x 30 cm / 9 kg Dispenser: 30 x 23 x 25 cm / 6 kg
Display	LCD Anzeige
Drucker	Optional
Schnittstelle	RS 232C
Netzanschluss	220–240V / 50/60 Hz
Betriebsbedingungen	Temperatur: 15–32° C, Luftfeuchtigkeit: 10–90 %

Parameter	Plasma	Serum	Sensitivität
tPSA	✓	✓	0.04 ng/ml
fPSA		✓	0.05 ng/ml
Testosteron		✓	0.13 ng/ml
TSH	✓		0.04 µIU/ml
fT4		✓	0.4 ng/dl
hCG	✓	✓	1.8 mIU/ml



Bedienung leicht gemacht!



1. Einfüllen der Probe
in den FastPack®



2. Einlegen des FastPack®
in den Analyzer



3. Start
drücken

Axonlab

Axon Lab AG

www.axonlab.com

Täferstrasse 15
CH-5405 Baden
Tel. +41 (0)56 484 80 80
Fax +41 (0)56 484 80 99
info@axonlab.ch

En Budron E9
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 (0)21 651 71 50
Fax +41 (0)21 651 71 59
info_f@axonlab.ch

Heinrich-Otto-Strasse 1
D-73262 Reichenbach/Stuttgart
Tel. +49 (0)7153 9226-0
Fax +49 (0)7153 9226-26
info@axonlab.de

Hafenstrasse 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 (0)732 901 561 00
Fax +43 (0)732 901 561 19
info@axonlab.at